

Es geht um Ihre Rehabilitation!

Die Therapie, die Sie auch mit nach Hause nehmen können!

Sie können Ihren Heilungsprozess durch die Anwendung der HILOTHERAPIE bei Ihnen zuhause beschleunigen.

Dafür gibt es 'HILOTHERM Homecare', ein mobiles Therapie-Gerät, das Ihnen Ihr Arzt oder Therapeut für die Weiterbehandlung zuhause zur Verfügung stellen kann. Oder Sie wenden sich direkt an die HILOTHERM GmbH.

Sowohl die Bedienung als auch das Anlegen der Manschette ist völlig unkompliziert. Sie können also sofort damit beginnen, etwas für Ihre schnellere Genesung zu tun.

Fragen Sie Ihren Arzt!
Er berät Sie näher, wenn eine HILOTHERAPIE auch für Sie sinnvoll ist!



Die HILOTHERAPIE wird Ihnen empfohlen von:

Tiefenreife, farolia



© HiloTherm GmbH 2010

Wie Sie Ihren persönlichen Heilungsprozess beschleunigen können

HILOTHERM[®] GmbH

HiloTherm GmbH
Wittumweg 38
88260 Argenbühl-Eisenharz
Tel: 0 75 66 / 9 11 99
Fax 0 75 66 / 9 41 51 16
info@hiloTherm.com
www.hiloTherapie.com

HT P71 03/10

HILOTHERM[®] GmbH

+10 °C bis +38 °C

... mit der HILOTHERAPIE.
Ihr Arzt wendet sie bereits an.

Bei verletztem bzw. traumatisiertem Gewebe behindern Ödeme und Einblutungen in ganz erheblichem Maße die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen. Dies führt zu Durchblutungsstörungen und einer entzündungsbedingten Überwärmung. Ihr Arzt wendet gegen diese Symptome die HILOTHERAPIE an.

Dabei wird eine für den geschädigten Gewebereich genau passende Temperatur eingesetzt, um den Stoffwechsel in den Stand zu setzen, abgestorbene Zellen und Proteine zu 'entsorgen' und den Heilungsprozess zu beschleunigen. Dazu wird die Gewebe-Temperatur je nach Verletzungsart auf einen bestimmten Wert abgesenkt oder erhöht.

Wie 'funktioniert' die HILOTHERAPIE?

Die HILOTHERAPIE ist ein Thermo-Heilverfahren, das mit unterschiedlichen Temperaturen, die gradgenau – zwischen + 10 °C bis + 38 °C – wählbar sind, auf die betroffene Körperpartie wirkt. Dabei kann sowohl eine Hypothermie (Temperaturreduzierung) oder Hyperthermie (Temperaturerhöhung) angewendet werden.

Appliziert wird die thermische Wirkung mittels des Mediums Wasser. Dieses wird in den beiden speziell dafür konzipierten Therapie-Geräte 'HILOTHERM Clinic' und 'HILOTHERM Homecare' gradgenau auf die gewünschte Temperatur eingestellt und konstant auf diesem Wert gehalten.



In einem geschlossenen Kreislaufsystem durchfließt das Medium anatomisch geformte Manschetten, die es für die unterschiedlichen Kopf-, Gesichts- und Körperpartien als Einweg- oder auch als Mehrfachmanschetten gibt.